



PROMOBOT **THERMOCONTROL**
AND **THERMOCONTROL PLUS**





Promobot Thermocontrol & Thermocontrol Plus

Αυτόνομοι σταθμοί ελέγχου μέτρησης
θερμοκρασίας σώματος ανέπαφα

www.promo-bot.ai



Η θερμοκρασία ενός ατόμου συνήθως μετριέται από άλλο άτομο με τη χρήση θερμόμετρου

- ☑ Χρονοβόρο
- ☑ Απαιτεί ανθρώπινους πόρους
- ☑ Έκθεση σε ιούς
- ☑ Υψηλότερες πιθανότητες εξάπλωσης του νόσου
- ☑ Ανθρώπινος παράγοντας
- ☑ Υψηλά έξοδα




Promobot Thermocontrol and Thermocontrol Plus



Thermocontrol

1. Κάμερα & θερμόμετρο ανέπαφα
2. Ενσωματωμένη λειτουργία για ηχητική υποστήριξη
1. 21,5" οθόνη
2. Όρθια βάση
3. Πλαίσιο



Thermocontrol Plus

1. Κάμερα & θερμόμετρο ανέπαφα
2. Ενσωματωμένη λειτουργία για ηχητική υποστήριξη
3. 21,5" οθόνη
4. Όρθια βάση
5. Πλαίσιο
6. Αναγνώριση προσώπου
7. Μικρόφωνο
8. Σύστημα ελέγχου πρόσβασης



Σύγκριση μοντέλων


Promobot Thermocontrol and Thermocontrol Plus



Διαθέσιμες λειτουργίες	Thermocontrol	Thermocontrol Plus
Μέτρηση θερμοκρασίας σώματος	✓	✓
Αποθήκευση φωτογραφίας χρήστη και αποτελεσμάτων	✓	✓
Τα αποτελέσματα μέτρησης εμφανίζονται και αποθηκεύονται στη βάση	✓	✓
Ενσωματωμένη λειτουργία για ηχητική υποστήριξη	✓	✓
Ειδοποίηση χειριστή	✓	✓
Πρόσβαση σε αρχείο μετρήσεων	✓	✓
Αποστολή ειδοποιήσεων στο προσωπικό	✗	✓
Αναγνώριση προσώπου, ηλικίας & φύλλου για υπαλλήλους & επισκέπτες	✗	✓
Αρχείο 1000 προσώπων & ονομάτων	✗	✓
Βίντεο-κλήσεις	✗	✓
Συστήματα ελέγχου πρόσβασης	✗	✓
Φωνητικές οδηγίες για εισαγωγή ονόματος και πλοήγηση	✗	✓



Διαδικασία λειτουργίας



1

Ο επισκέπτης πλησιάζει τον σταθμό.

2

Ηχητικά σήματα εξασφαλίζουν την ιδανική απόσταση των 5-10 cm μεταξύ του χρήστη και της συσκευής. Ο χρήστης δεν αγγίζει την συσκευή κατά την μέτρηση.

3

Το αποτέλεσμα εμφανίζεται στην οθόνη εντός 5 δευτερολέπτων:
Το πράσινο υποδηλώνει φυσιολογική θερμοκρασία. Το κόκκινο υποδηλώνει ότι η θερμοκρασία υπερβαίνει τη φυσιολογική.

4

Τα αποτελέσματα κάθε μέτρησης αποστέλλονται στη βάση δεδομένων συμπεριλαμβανομένων του προσώπου και του πλήρους ονόματος του χρήστη (για το μοντέλο **Thermocontrol Plus model**)

5

Εάν η θερμοκρασία υπερβαίνει την φυσιολογική, αποστέλλεται σχετική ειδοποίηση στον υπεύθυνο ασφαλείας του κτιρίου.

6

Το μοντέλο Thermocontrol Plus στέλνει ειδοποιήσεις μέσω του συστήματος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για βιντεοκλήση από τον χειριστή.



Promobot πλεονεκτήματα

Σύγκριση λύσεων



Λύσεις Promobot	Thermocontrol*	Thermocontrol Plus
Ανέπαφη μέτρηση θερμοκρασίας σώματος	✓	✓
Προσθήκη φωτογραφίας & αποτελεσμάτων του χρήστη στη βάση δεδομένων	✓	✓
Απόκλιση μέτρησης, °C	0,2	0,2
Ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο στον χειριστή	✓	✓
Πρόσβαση σε αρχείο μετρήσεων	✓	✓
Αναγνώριση προσώπου ενσωματωμένη στη βάση δεδομένων	✗	✓
Ενσωμάτωση αποτελεσμάτων με συστήματα ελέγχου πρόσβασης	✗	✓
Βιντεοκλήσεις σε πραγματικό χρόνο	✗	✓
Μετρήσεις ανά ώρα	More than 600	More than 600
Ολοκληρωμένη λύση	✗	✓
Τιμή (σε Euro, τιμή χωρίς ΦΠΑ)	Μετά από αίτημα	Μετά από αίτημα

*Thermocontrol can be upgraded to Thermocontrol Plus



Εγκατάσταση σε 4 γρήγορα βήματα

- ✓ Τοποθέτηση του σταθμού στην είσοδο του χώρου
- ✓ Ρύθμιση σύνδεσης στο διαδίκτυο
- ✓ Εισαγωγή του προσωπικού στη βάση του Thermocontrol Plus: πρέπει να αναφέρουν το όνομά τους ενώ κοιτούν την οθόνη
- ✓ Λήψη αναλυτικών στοιχείων από τους επισκέπτες και τους υπαλλήλους



Ενημέρωση της βάσης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο

- ☑ Θερμοκρασία σώματος
- ☑ Ώρα επίσκεψης
- ☑ Φωτογραφία
- ☑ Πλήρες όνομα*


*Διαθέσιμο για το μοντέλο *Thermocontrol Plus*



Προηγμένο σύστημα ειδοποιήσεων




Ειδοποιήσεις Email



Ειδοποιήσεις Browser



Ειδοποιήσεις συνομιλίας*



Ειδοποιήσεις CRM & ειδοποιήσεις συστήματος ελέγχου πρόσβασης*



**Διαθέσιμο για το μοντέλο Thermocontrol Plus*



Λειτουργία Telepresence *

Επιτρέπει την απομακρυσμένη επικοινωνία μεταξύ του χρήστη και του υπεύθυνου χειρισμού.

- ☑ Απομακρυσμένη σύνδεση με το σταθμό
- ☑ Δυνατότητα σύνδεσης των χρηστών και του υπεύθυνου χειρισμού μέσω βιντεοκλήσης

* Διαθέσιμο για το μοντέλο *Thermocontrol Plus*



Αποτελέσματα **χρήσης**

Οι οργανισμοί που λειτουργούν εν μέσω πανδημίας υποχρεούνται να μετρήσουν τη θερμοκρασία των εργαζομένων τους. **Οι σταθμοί ελέγχου Thermocontrol μπορούν να το κάνουν γρήγορα και με την υψηλότερη ακρίβεια, χωρίς να απαιτούν την παρουσία άλλου ατόμου στη διαδικασία.**

- ☑ Γρήγορη μέτρηση της θερμοκρασίας
- ☑ Ακίνδυνη διαδικασία χωρίς τη συμμετοχή ατόμων του προσωπικού
- ☑ Εξοικονόμηση κόστους
- ☑ Ελαχιστοποίηση ανθρώπινου παράγοντα



Χρήση των μοντέλων Thermocontrol μετά την πανδημία

Εκσυγχρονισμός του τερματικού σταθμού πρόσβασης

Οι τεχνικοί εγκαθιστούν σαρωτή διαβατηρίων καθώς και την εφαρμογή έκδοσης πλαστικών καρτών, ενώ παράλληλα ενσωματώνουν το σταθμό μέτρησης στο σύστημα ελέγχου πρόσβασης.

Εκσυγχρονισμός του τερματικού Ιατρικού σταθμού

Οι τεχνικοί εγκαθιστούν τον απαραίτητο εξοπλισμό για την πραγματοποίηση μετρήσεων σώματος (ύψος, βάρος), αρτηριακής πίεσης, επιπέδων οξυγόνου και σακχάρου κλπ. Η Λειτουργία Τηλεπαρουσίας μπορεί να παρέχει επικοινωνία μεταξύ του χρήστη και του ιατρού.





globalsat

PROMISES KEPT, RESULTS ACCOMPLISHED